

マホータイ・シリーズ

耐薬品性追試結果～その2～

対象製品：オリスチール OS-901 (黒タイプ)
 " OS-902 (灰タイプ)

試験薬品：ガソリン、白灯油(両者とも一般の給油スタンドから入手)

期 間：平成10年4月23日(木)から5月28日まで(35日間)

試験方法：オリスチールを混ぜ合わせ、1時間ほど硬化させた試験片を
 ガソリン、白灯油それぞれの液中に浸けた状態で放置(温度条件は室温)し
 外観・触感・重量の変化をみた。

結 果：以下のとおり

項目	薬品	ガソリン		白灯油	
	サンプル	黒タイプ	灰タイプ	黒タイプ	灰タイプ
外観		変化なし	変化なし	変化なし	変化なし
触感		変化なし	変化なし	変化なし	変化なし
重量		1.9g→1.9g 変化なし	2.3g→2.3g 変化なし	1.7g→1.7g 変化なし	2.4g→2.4g 変化なし

※社内テストによる
以上